

# OPTILION 작동법

| Reference Interval |         |
|--------------------|---------|
| Na                 | 140~150 |
| K                  | 3.5~5.5 |
| Cl                 | 110~120 |

## 1. 검체의 전처리

혈장, 혈청, 전혈 검체 사용가능(Heparin 전혈 권장, )

혈장, 전혈: Lithium heparin 튜브, 혈청 검체: SST 튜브 권장

## 2. 기계 사용법

- 1) Heparin 전혈 검체 준비
- 2) 카세트 바코드 리딩(lot가 이전것과 같으면 'Last entry'사용가능)
- 3) SMC door를 열고 카세트를 장착 후 닫기
- 4) 자체 Calibration 하는 동안 검체 프루브를 45° 아래방향으로 꽂기
- 5) 'Mix and place the sample'메시지가 뜨면 검체를 잘 섞어서 프루브에 대고 OK
- 6) 흡입이 끝나면 검체를 떼고 'OK'(남은 샘플 빨려 올라감)

## 3. Calibration 하는법(3개월에 한번, control 등록후)

- 1) QC Manager->Calibrator->'404'입력->OK->Lot 수동 입력  
->SMC를 열고 Calibration 카세트 장착
- 2) Calibration 카세트 제거->'Run OPTI-Check Lytes'메세지->Yes
- 3) Control 실시(4. control 하는법 참고)

## 4. Control 하는법(시약 lot 변경시, 점검시)

Control 등록 하는 방법

- 1) Control Set up: System Manager->Set up->Control(set-up PW: 404)
- 2) 해당하는 control의 Barcode를 읽고, Lot확인 후 save
- 3) 더 이상 저장 필요없으면 cancel->Home 또는 Up을 눌러 Main 화면으로

Control 실행 방법

- 4) QC Manager->Control->OK->해당 Level 선택->OK->Lot no와 Level확인 후 Yes
- 5) 카세트 Barcode를 읽고 SMC를 열어 카세트를 장착
- 6) 자체 Calibration하는 동안 샘플 프루브를 45° 아래방향으로 꽂기
- 7) '삐'소리 후 'Mix and Place Control' 뜨면 Control 물질을 섞어서 프루브에 대고 'OK'
- 8) 흡입이 끝나면 Control 물질을 떼고 'OK'(남은 물질 빨려 올라감)
- 9) 결과확인(pass)->Ok->Accept

## 5. SRC 하는법(최소 1주일에 한번 다른 레벨 번갈아 가며)

새로운 SRC 등록

- 1) SRC Set up: System Manager->Set up->SRC(set-up PW: 404)
- 2) SRC1과 3의 Barcode를 각각 읽어주고 'save'하여 저장(Print:No, 이전것 지우기:Yes)

SRC 실행 방법

- 3) QC manager->SRC->OK->SRC장착 후 Lot확인 후 'Yes'
- 4) 결과 'Pass' 확인(1과 3 중 하나 실시)